

MicroLife AG, Espenstrasse 139,
9443 Widenau / Switzerland
Tel. +41 / 71 727 70 30
Fax +41 / 71 727 39
Email admin@microlife.ch
www.microlife.com / www.microlife.ru

МикроЛайф АД, Еспенстрасе 139,
9443 Виденану / Швейцария
Тел. +41 / 71 727 70 30
Факс +41 / 71 727 39
Email admin@microlife.ch
www.microlife.com / www.microlife.ru

Read the instructions carefully before using this device.
Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство.

История алкоголя 70%	Макс. 24 часа
История температуры	Полное время на 24 часа

CLEANING AND DISINFECTION / Чистка и дезинфекция

* 90 seconds after beep/one (depending on ambient temperature)
* 90 секунд после звукового сигнала (в зависимости от окружающей температуры)

Mode / Режимы	Normal	Oral	Rectal	Axillary
90 seconds after beep/one	20 seconds *	20 seconds	10 seconds	20 seconds *
Ambient temperature	35.5 - 37.5 °C	35.5 - 37.5 °C	36.6 - 38.0 °C	34.7 - 37.3 °C

MEASURING METHODS / Способы измерения

Oral
Rectal
Axillary

DESCRIPTION OF THIS PRODUCT

BB MT 1951 EN-RU 1013

10 лет
БЕСПЛАТНОЕ
сервисное обслуживание

БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для Москвы: **(495) 645 87 01**
для регионов: **8 800 200 33 22**
Официальный импортер ЗАО «Альфа-Медика», 117335, Москва,
ул. Росошанская д.9, стр.2, помещение правления

Термометр медицинский электронный с БОЛЬШИМ дисплеем

- Оригинальный дизайн
- Большой дисплей с подсветкой
- 100 % Водонепроницаемый

10 seconds highspeed technology

100

MT 1951

DIGITAL JUMBO LCD THERMOMETER

BB MT 1951 EN-RU 1013

www.microlife.ru

10

20

24

130

22

12

20

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Type / Тип:	Maximim thermometer
Measurement range / Диапазон измерений:	32.0 to 42.9 °C Temp. < 32.0 °C; display «H» -> for low (too high) Temp. > 42.9 °C; display «N» -> for high (too high)
Measuring accuracy / Погрешность измерения:	± 0.1 °C between 34 °C and 42 °C
Self-test / Самопроверка:	Automatic internal check at a test value of 37.0 °C. If there is a deviation of > 0.1 °C, «Err» (error) is displayed.
Display / Дисплей:	Liquid crystal display (LCD) with 3 digits: Smallest unit of display: 0.1 °C
Signal tone / Звуковой сигнал:	For signaling that the thermometer is ready to use and that the temperature increase is less than 0.1 °C / 8 seconds.
Memory / Память:	For storing the last measured value.
Storage temperature / Температурный диапазон хранения:	-25 °C to +60 °C; 15 - 95 % relative maximum humidity
Battery / Батарея:	1.5 / 1.55 V, SR 41
Reference to standards / Ссылка на стандарты:	EN 12470-3, clinical thermometers; ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- The thermometer is suitable exclusively for measurement of the body temperature!
- The minimum measuring time (the depth) must be maintained!
- The thermometer contains small parts (battery, etc.) that can be swallowed by children. Therefore, the thermometer should be kept out of children's reach.
- Use only the component disintegrates listed in the section «Cleaning and disinfection».
- Avoid ambient temperatures above 60 °C. NEVER boil the thermometer!
- Use only the thermometer recommended by the manufacturer in liquid distribution.
- Do not immerse the thermometer in water when immersed in liquid distribution.
- The manufacturer recommends verifying the accuracy by an authorized laboratory every 2 years.
- Batteries and electronic instruments must be disposed of in accordance with the locally applicable regulations, not with domestic waste.

TURNING ON THE THERMOMETER

To turn on the thermometer, push the ON/OFF button on the top; a short beep signals «thermometer ON». A display will appear at the right of the display. After 3 more seconds, this value will disappear and the thermometer will start its measurement.

USING THE THERMOMETER

Choose the preferred measuring method. During a measurement, the current temperature is displayed continuously. The «C» symbol flashes during this period of time. If the signal tone sounds (beep-beep 10 times) and the temperature is ready for reading, 10 seconds after the last measurement, the thermometer will automatically display the stored value. After 3 more seconds, this value will disappear and the thermometer will start a new measurement.

ILLUMINATED DISPLAY / NIGHT GLOW FEATURE

If you hold the ON/OFF button for more than 3 seconds, when turning the thermometer on, the maximum temperature stored automatically will be displayed. At the same time, a small «M» for memory will appear at the right of the display. After 3 more seconds, this value will disappear and the thermometer will start a new measurement.

STORAGE OF MEASURED VALUES

The thermometer will automatically turn off after about 10 minutes. The thermometer will automatically display the stored value. After 3 more seconds, this value will disappear and the thermometer will start a new measurement.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Термометр переносится на обычную режим измерения. Затем сохраненное показание удаляется на дисплее. Термометр показывает показания температуры. Если температура повышается, то на дисплее появляется сигнал «H». Если температура понижается, то на дисплее появляется сигнал «N».

Термометр переносится на обычную режим измерения. Затем сохраненное показание удаляется на дисплее. Термометр показывает показания температуры. Если температура повышается, то на дисплее появляется сигнал «H». Если температура понижается, то на дисплее появляется сигнал «N».

MicroLife logo

Swiss Design

CE 0044

Тонометры Микралайф – контроль артериального давления!

Контролировать Артериальное давление просто и комфортно позволяют тонометры Микралайф. Помните, Артериальная Гипертензия - распространенное сердечно-сосудистое заболевание, которое может привести к развитию тяжелых осложнений: инфаркту, инсульту, сердечной, почечной недостаточности. Постоянный контроль Артериального давления может спасти жизнь Вам и Вашим близким.



- BP A100 Plus №1 в Европе**
- Высший класс точности A/A Британской Гипертонической Лиги
 - Диагностика аритмии пульса
 - Точное измерение давления даже при аритмии
 - Автоматическое трехкратное измерение давления
 - Интеллектуальный анализ измерений
 - Энергонезависимая память на 200 измерений



- BP A100**
- Высший класс точности A/A Британской Гипертонической Лиги
 - Диагностика аритмии пульса
 - Энергонезависимая память на 30 измерений
 - Сетевой адаптер в комплекте



- BP W100**
- Самый точный запястный тонометр
 - Высший класс точности A/A
 - Диагностика аритмии пульса
 - Энергонезависимая память на 200 измерений с указанием даты и времени



- BP A50**
- Диагностика аритмии пульса
 - Память на 14 измерений
 - Компактность – прибор легко помещается и удерживается в ладони
 - Удобная и доступная альтернатива механическим тонометрам

Ингаляторы Микралайф – свободное дыхание!

При острых и хронических респираторных заболеваниях, бронхиальной астме и других заболеваниях дыхательных путей используйте ингалятор Микралайф. Они обеспечивают скорейшее выздоровление, равномерно распределяя лекарства в области верхних и нижних дыхательных путей.



- NEB 50**
- Универсальный компрессорный небулайзер
 - Бесперывная терапия для тяжелобольных
 - Размер частиц аэрозоля: 2-5 мкм

Электрические грелки Микралайф – тепловая терапия и релаксация!

Смягчить боль от ушибов, при ревматизме, боль в животе, помочь при начинающейся простуде может электрическая грелка Микралайф. Электрические грелки Микралайф гарантируют комфорт и безопасность. MSS-стандарт безопасности от Микралайф – это тройной уровень защиты: защита от короткого замыкания, перегрева и электромагнитного излучения.



- FH 200 Грелка для ног**
- 3 уровня регулирования температуры
 - Ультратонкая нагревательная нить
 - Съемный чехол можно стирать в стиральной машине



- FH 80**
- Универсальная модель
 - 4 уровня регулирования температуры
 - Съемный чехол можно стирать в стиральной машине

8Я

